

Lensômetro Digital


CLE 70



Preciso no laboratório e prático no balcão



Automático e digital, o **CLE 70** agiliza e automatiza o processo de conferência e marcação das lentes.



De utilização simples, lê dioptrias em todos os tipos de lentes, inclusive de contato, sem deixar dúvidas nas suas medições.



Sua nova tecnologia exclusiva permite conferir a DNP em óculos já montados e medir a transmissão de raios UV em lentes.

Características Técnicas

- Tela colorida de cristal líquido e inclinável;
- Suporte de armações auto-deslizante;
- Identificação automática de lentes progressivas;
- Detecção de DNP;
- Medição de lentes de visão simples, bifocais, trifocais e progressivas;
- Teste de transmissão de UV (0 a 100% em 375nm);
- Diâmetro máximo da lente: 100 mm;
- Suporte para leitura de lentes de contato;
- Efetua medições de:
 - esférico: +/- 25,00 dioptrias;
 - cilíndrico: +/- 10,00 dioptrias;
 - eixo: de 1 a 180°;
 - adição: 0 a 10,00 dioptrias;
- Configuração dos passos de leitura em: 0,01 / 0,12 / 0,25 dioptrias;
- Número ABBE: 20/30/40/50/60 a configurar;
- Impressora térmica com entrada para o nome da ótica ou laboratório;
- Saída de dados RS 232 C e USB;
- Dimensões: L 218 x P 280 x A 507 mm;
- Peso: 6,8 kg;
- Alimentação: 100 – 240 V, 50/60 Hz;

Ligue Fácil

0800 722 1222

www.essilorsolutions.com.br

essilor
Solutions